FICHE D'UTILISATION

EVO-CROSS



DESCRIPTION DU MATÉRIEL

L'Evo-Cross comprend :

- Une assise intégrée permettant d'installer confortablement la personne transportée.
- Un système de sangles de maintien pour sécuriser l'utilisateur pendant le déplacement.
- Un châssis de chariot tout-terrain, conçu pour une utilisation sur sentiers naturels et terrains variés, été comme hiver.
- Des bras de traction permettant à un ou deux accompagnants de tirer et stabiliser le chariot selon le terrain.
- Une conception permettant une adaptation de la traction en fonction de l'activité pratiquée (marche ou course) et du profil du parcours.

CAPACITÉS PHYSIQUES REQUISES

L'utilisation de l'Evo-Cross ne nécessite pas de capacités fonctionnelles particulières. Il nécessite la présence d'une ou 2 personnes capable de guider, tirer et stabiliser le chariot

MEMBRES INFÉRIEURS	TRONC	MEMBRES SUPÉRIEURS
Mobilité complète	Mobilité complète	Mobilité complète
Mobilité partielle	Mobilité partielle	Mobilité partielle
Absence de mobilité	Absence de mobilité	Absence de mobilité

LÉGENDE

Praticable — Plus difficilement praticable — Non praticable

AJUSTEMENTS POSSIBLES

- Ajustement des sangles de maintien du passager afin d'assurer confort et sécurité.
- Réglages possibles selon la morphologie de l'utilisateur.
- Adaptation de la traction en fonction de l'activité pratiquée (marche ou course) et du terrain emprunté.

INCONVÉNIENTS

- L'Evo-Cross nécessite obligatoirement la présence d'au moins un accompagnant.
- Son utilisation est limitée aux sentiers et chemins praticables, et n'est pas adaptée aux environnements aménagés ou à fort trafic.
- Non pliable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

- Il est très fortement conseillé d'utiliser des sangles pour installer et stabiliser la personne avant le départ.
- Le port d'un casque pour la personne transportée est conseillé.
- L'Evo-cross doit être utilisé exclusivement sur des sentiers naturels et des chemins adaptés

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PRATIQUE EN PLEIN AIR

La pratique en plein air peut comporter des risques :

- Il est fortement recommandé d'être accompagné en tout temps.
- Avant votre activité, consultez les prévisions météorologiques et les conditions locales (état des sentiers, niveau d'eau des cours d'eau et des dangers de feux de forêt).
- Apporter de l'eau et de la nourriture même s'il s'agit d'une activité de quelques heures.
- Porter des vêtements appropriés.
- Assurez-vous du bon fonctionnement de l'équipement à utiliser avant l'activité.
- Assurez-vous d'être en forme avant de débuter votre activité.
- Vérifiez le temps requis pour compléter votre activité.
- Assurez-vous de posséder un moyen de communiquer avec les secours en cas de besoin (téléphone, sifflet, lampe de poche) – Secours (911).
- Ne surestimez pas vos forces : choisissez vos itinéraires en fonction de votre condition physique.

EN CAS DE TEMPÉRATURE EXTRÊME

Certaines formes de handicap et notamment l'immobilisation d'un ou de plusieurs membres induisent des problématiques de thermorégulation :
(Ex : sudation, circulation sanguine, etc.)

Ces problématiques peuvent accentuer les risques liés à la santé et impliquent des précautions spécifiques :

CHALEUR EXTRÊME

- Risques accrus :
  - Malaise (induit par une difficulté de sudation / évacuation de la chaleur);
    - Signes : maux de tête, fatigue, vertiges;
  - Épuisement physique.

- Précautions :
  - Hydratation accrue;
  - Diminution du temps d'activité;
  - Effort progressif.

FROID EXTRÊME

- Risques accrus :
  - Hypothermie;
  - Lésions cutanées et gelures (risques importants pour les membres immobilisés);
  - Diminution de la force et épuisement physique.

- Précautions :
  - Diminution du temps d'activité;
  - Prévoir des vêtements permettant une bonne isolation thermique;
  - Vérifier régulièrement la température des membres immobilisés;
  - Prévoir des vêtements chauds pour le retour de l'activité.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

MATÉRIEL INCLUS

- Harnais et sangles de maintien.
- Équipements de traction pour les accompagnants.
- Casque (recommandé).

DIMENSIONS

Largeur evo-cross :	71,1 cm / 28"	**Largeur assise :**	12" à 14" suivant les modèles (30,5 à 35,5 cm)
Longueur evo-cross :	129,5 cm / 51"	**Profondeur assise :**	12" à 14" suivant les modèles (30,5 à 35,5 cm)
Hauteur evo-cross :	40,6 cm / 16"	**Hauteur dossier :**	13" à 16" suivant les modèles (30,5 à 35,5 cm)

POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE ET DE DÉMONTAGE

Réglages :

- Ajustement des sangles de maintien.
- Adaptation de la traction selon l'activité (marche, course) et le terrain.

Démontage :

- Non pliable, conçu principalement pour un transport en véhicule adapté ou de grand format.