CIVA
Centre d'intégration à la vie active

FICHE D'UTILISATION

GRIT JUNIOR



DESCRIPTION DU MATÉRIEL

Le fauteuil tout terrain GRIT junior comprend :
- Assise (12'') avec petite roue prolongée en avant
- Deux roues détachables (axe « quick release »)
- Un repose-pied ajustable
- Deux barres de propulsion détachables
- Un mousqueton à l'avant (pour la traction)
- Des poignées de poussée à l'arrière
- Une ceinture de sécurité et des sangles

Le fauteuil est conçu pour les enfants à mobilité réduite afin de leur permettre de se déplacer sur des sentiers naturels, chemins accidentés et parcours d'obstacles, en autonomie ou avec assistance.

CAPACITÉS PHYSIQUES REQUISES

L'utilisation du fauteuil nécessite une bonne force musculaire au niveau des membres supérieurs pour une propulsion autonome.
Le fauteuil peut également être utilisé avec assistance (poussée ou traction) pour les enfants ayant moins de capacités physiques.

MEMBRES INFÉRIEURS	TRONC	MEMBRES SUPÉRIEURS
Mobilité complète	Mobilité complète	Mobilité complète
Mobilité partielle	Mobilité partielle	Mobilité partielle
Absence de mobilité	Absence de mobilité	Absence de mobilité

LÉGENDE

Praticable — Plus difficilement praticable — Non praticable

AJUSTEMENTS POSSIBLES

- Le repose-pied est ajustable et démontable
- Les barres de propulsion sont détachables
- Les roues arrière sont démontables (axe « quick release »)
- Possibilité de changer le coussin
- Le fauteuil ne possède pas de repose-tête réglable

INCONVÉNIENTS

- Les barres de propulsion ne permettent pas la marche arrière (poussée vers l'avant uniquement)
- Il n'est pas possible de varier la tension de la chaîne et de la propulsion
- Le fauteuil GRIT junior n'est pas idéal pour les personnes présentant des besoins importants de maintien latéral et cervical
- Le fauteuil ne possède pas de roulettes anti-bascule
- La personne doit pouvoir plier ses jambes à environ 90 degrés

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

- Il est fortement conseillé d'utiliser la ceinture de sécurité (sangles disponibles si nécessaires)
- L'enfant doit être correctement installé et sécurisé avant l'utilisation
- Le fauteuil permet de franchir des obstacles, mais il est nécessaire de rester vigilant face aux risques de chute
- Le système de propulsion fonctionne par un mouvement de va-et-vient des leviers vers l'avant
- Vérifier le bon fonctionnement de l'équipement avant chaque utilisation (roues, chaîne, leviers, sangles)
- Le fauteuil est destiné à un usage sur sentiers, chemins et terrains irréguliers
- Vérifier que le mousqueton est bien fermé lors de son utilisation
- Faire preuve de prudence lors des transferts et stabiliser le fauteuil

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PRATIQUE EN PLEIN AIR

La pratique en plein air peut comporter des risques :

- Il est fortement recommandé d'être accompagné en tout temps.
- Avant votre activité, consultez les prévisions météorologiques et les conditions locales (état des sentiers, niveau d'eau des cours d'eau et des dangers de feux de forêt).
- Apporter de l'eau et de la nourriture même s'il s'agit d'une activité de quelques heures.
- Porter des vêtements appropriés.
- Assurez-vous du bon fonctionnement de l'équipement à utiliser avant l'activité.
- Assurez-vous d'être en forme avant de débuter votre activité.
- Vérifiez le temps requis pour compléter votre activité.
- Assurez-vous de posséder un moyen de communiquer avec les secours en cas de besoin (téléphone, sifflet, lampe de poche) – Secours (911).
- Ne surestimez pas vos forces : choisissez vos itinéraires en fonction de votre condition physique.
- Assurez-vous qu'un surveillant de baignade est présent pour sécuriser l'activité lors des activités aquatiques.

EN CAS DE TEMPÉRATURE EXTRÊME

Certaines formes de handicap et notamment l'immobilisation d'un ou de plusieurs membres induisent des problématiques de thermorégulation :
(Ex : sudation, circulation sanguine, etc.)

Ces problématiques peuvent accentuer les risques liés à la santé et impliquent des précautions spécifiques :

CHALEUR EXTRÊME

- Risques accrus :
  - Malaise (induit par une difficulté de sudation / évacuation de la chaleur);
    - Signes : maux de tête, fatigue, vertiges;
  - Épuisement physique.

- Précautions :
  - Hydratation accrue;
  - Diminution du temps d'activité;
  - Effort progressif.

FROID EXTRÊME

- Risques accrus :
  - Hypothermie;
  - Lésions cutanées et gelures (risques importants pour les membres immobilisés);
  - Diminution de la force et épuisement physique.

- Précautions :
  - Diminution du temps d'activité;
  - Prévoir des vêtements permettant une bonne isolation thermique;
  - Vérifier régulièrement la température des membres immobilisés;
  - Prévoir des vêtements chauds pour le retour de l'activité.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

MATÉRIEL INCLUS

- Ceinture de sécurité
- Sangles de maintien
- Mousqueton à l'avant pour système de traction
- Poignées de poussée à l'arrière

DIMENSIONS

Largeur GRIT Junior :	61 cm / 24"	**Largeur assise :**	30 cm / 12"
Longueur GRIT Junior :	117 cm / 46"	**Profondeur assise :**	34 cm / 13.5"
Hauteur GRIT Junior :	104 cm / 41"	**Hauteur dossier :**	33 cm / 16"

POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE ET DE DÉMONTAGE

Réglages :

- Repose-pied ajustable pour s'adapter à la taille de l'enfant
- Possibilité de changer le coussin d'assise

Démontage :

- Roues arrière démontables (axe « quick release »)
- Barres de propulsion démontables
- Transport facilité grâce aux éléments démontables