CIVA
Centre d'intégration à la vie active

FICHE D'UTILISATION

JOËLETTE FINISHER



DESCRIPTION DU MATÉRIEL

La Joëlette Finisher comprend :

- Une assise confortable avec un repose-pieds légèrement plus bas que l'assise.
- Deux roues détachables (quick release) avec des poignées pour une prise en main facile.
- Une roue stabilisatrice à l'avant pour plus de stabilité.
- La possibilité d'ajouter un harnais de maintien ou un appui-tête pour un meilleur soutien.
- Des appuis-bras pour plus de confort durant l'utilisation.
- Un guidon modulable pour ajuster la position de la personne en arrière.
- Un large espace au niveau des jambes pour la personne qui court derrière.

CAPACITÉS PHYSIQUES REQUISES

L'utilisation de la Joëlette Finisher ne nécessite pas de capacités fonctionnelles particulières.

Il peut être utilisé de façon semi-autonome mais nécessite une personne en arrière dans tous les cas pour la manipulation du fauteuil dans les virages.

MEMBRES INFÉRIEURS	TRONC	MEMBRES SUPÉRIEURS
Mobilité complète	Mobilité complète	Mobilité complète
Mobilité partielle	Mobilité partielle	Mobilité partielle
Absence de mobilité	Absence de mobilité	Absence de mobilité

LÉGENDE

Praticable — Plus difficilement praticable — Non praticable

AJUSTEMENTS POSSIBLES

- La Joelette Finisher est démontable en plusieurs parties pour un transport facilité.
- Il est possible d'ajuster certains éléments pour améliorer le confort de l'utilisateur.

Lien montage : https://www.youtube.com/watch?v=CTKRZD8sFRA&t=8s

INCONVÉNIENTS

Il n'est pas possible de l'ajuster de manière très spécifique pour chaque utilisateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION

- Il est très fortement conseillé d'utiliser le harnais de sécurité du fauteuil (Le CIVA met à disposition des sangles et ceintures supplémentaires si nécessaire).
- La Joëlette Finisher est conçue pour des courses de longue distance sur différents types de terrain. Il est important que l'utilisateur et la personne assistante communiquent régulièrement tout au long de l'activité pour assurer une expérience fluide et sécurisée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PRATIQUE EN PLEIN AIR

La pratique en plein air peut comporter des risques :

- Il est fortement recommandé d'être accompagné en tout temps.
- Avant votre activité, consultez les prévisions météorologiques et les conditions locales (état des sentiers, niveau d'eau des cours d'eau et des dangers de feux de forêt).
- Apporter de l'eau et de la nourriture même s'il s'agit d'une activité de quelques heures.
- Porter des vêtements appropriés.
- Assurez-vous du bon fonctionnement de l'équipement à utiliser avant l'activité.
- Assurez-vous d'être en forme avant de débuter votre activité.
- Vérifiez le temps requis pour compléter votre activité.
- Assurez-vous de posséder un moyen de communiquer avec les secours en cas de besoin (téléphone, sifflet, lampe de poche) – Secours (911).
- Ne surestimez pas vos forces : choisissez vos itinéraires en fonction de votre condition physique.
- Assurez-vous qu'un surveillant de baignade est présent pour sécuriser l'activité lors des activités aquatiques.
-

EN CAS DE TEMPÉRATURE EXTRÊME

Certaines formes de handicap et notamment l'immobilisation d'un ou de plusieurs membres induisent des problématiques de thermorégulation :
(Ex : sudation, circulation sanguine, etc.)

Ces problématiques peuvent accentuer les risques liés à la santé et impliquent des précautions spécifiques :

CHALEUR EXTRÊME

- Risques accrus :
  - Malaise (induit par une difficulté de sudation / évacuation de la chaleur);
    - Signes : maux de tête, fatigue, vertiges;
  - Épuisement physique.

- Précautions :
  - Hydratation accrue;
  - Diminution du temps d'activité;
  - Effort progressif.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

MATÉRIEL INCLUS

- Harnais de maintien pour un soutien supplémentaire de l'utilisateur pendant la course.
- Appui-tête pour plus de confort, en particulier lors des longs trajet.
- Sangles de sécurité pour maintenir l'utilisateur bien attaché à la joëlette pendant l'activité.

DIMENSIONS

Largeur fauteuil :	70.8 cm / 25.20"	**Largeur assise :**	48 cm / 19"
Longueur fauteuil :	175.5 cm / 68.90"	**Profondeur assise :**	42.1 cm / 16.53"
Hauteur fauteuil :	108.2 cm / 42.52"	**Hauteur dossier :**	46 cm / 18.11"

POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE ET DE DÉMONTAGE

Réglages

- Hauteur de l'assise ajustable pour s'adapter à la taille de l'utilisateur.
- Repose-pied ajustable pour plus de confort pendant le trajet.
- Guidon modulable permettant à la personne assistante de s'adapter à la position la plus confortable pour pousser la joëlette.
- Réglage des roues pour choisir entre différents types de terrain et optimiser la stabilité.

Démontage

- La Joëlette Finisher est facilement démontable, avec des roues détachables (quick release), ce qui facilite le transport. Le démontage se fait sans outils et en quelques minutes. Il est cependant recommandé d'avoir un véhicule de taille moyenne pour transporter l'équipement lorsque démonté.